

Anti-Gdi2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50395

Artikelnummer: CM0028654

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GDI2 (Rab GDP-Dissoziationsinhibitor Beta), validiert in WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Bietet eine zuverlässige Detektion für die Forschung zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] GDI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2665
Gen-ID	2665
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 296-445 von humanem GDI2 (NP_001485.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50395
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel