

Anti-Gelsolin-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Artikelnummer: CM0006017



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Gelsolin (P06396). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zur Aktindynamik, zum Zytoskelett und zur Ciliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gelsolin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADF; AGEL; Gelsolin
Spezies	Human
GenID (human)	2934
GenID	2934
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem Gelsolin (NP_000168.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P06396
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel