

Anti-Gelsolin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd-Validiert] Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Artikelnummer: CM0004861

Einführung

[KD-validiert] Rekombinanter Anti-Gelsolin Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt humanes Gelsolin (P06396), 86 kDa. Geeignet für Aktin-Zytoskelett-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Gelsolin Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ADF; AGEL; [KD-validiert] Gelsolin
Spezies	Human
GenID	2934
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-782 von humanem Gelsolin (NP_000168.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06396
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel