

Anti-Gelsolin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Artikelnummer: CM0023407



Einführung

KD-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Gelsolin (ADF, AGEL). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Gelsolin reguliert die Dynamik von Aktinfilamenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Gelsolin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADF; AGEL; [KD Validiert] Gelsolin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-782 des humanen Gelsolin (NP_000168.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06396
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eisbeutel