

Anti-Gem Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P55040

Artikelnummer: CM0026538



Einführung

Hochwertiger kaninchener polyclonaler Antikörper gegen das menschliche GTP-bindende Protein GEM (KIR) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen Proben; ideal für die Untersuchung der GEM-vermittelten Signaltransduktion an der Plasmamembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GEM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIR; GEM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2669
Gen-ID	2669
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 von menschlichem GEM (NP_005252.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55040
Proteinmolekulargewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel