

Anti-Gemin 2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Artikelnummer: CM0027166



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Gemin 2 (SIP1), validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erkennt eine 32 kDa-Komponente des SMN-Komplexes, die für die snRNP-Assemblierung und das Prä-mRNA-Spleißen essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gemin 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8487
GeneID	8487
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 180-280 von humanem Gemin 2 (NP_003607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14893
Proteinmasse	32kDa
Versand	Eisbeutel