

Anti-Gemin5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Teq6

Artikelnummer: CM0022826



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GEMIN5, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Reaktivität in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von snRNP-Assembly und prä-mRNA-Spleißmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GEMIN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	25929
GeneID	25929
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEQ6
Proteingewicht	169kDa
Versand	Eistüte