


## Anti-Gememin6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxd5

Artikelnummer: CM0013614



### Einführung

GEMIN6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf Gem-assoziiertes Protein 6, eine Komponente des SMN-Komplexes, der an der snRNP-Assemblierung und dem prä-mRNA-Spleißen beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GEMIN6 Kaninchen pAb                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | GEMIN6                                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 79833                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 79833                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-167 von menschlichem GEMIN6 (NP_079051.9) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                 |
| SWISS             | Q8WXD5                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 19kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |