


Anti-Gemin8 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwz8

Artikelnummer: CM0013291



Einführung

GEMIN8 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Entwickelt für menschliches GEMIN8, ein gem-assoziertes Protein, das an der snRNP-Assemblierung und dem Prä-mRNA-Spleißen beteiligt ist. - Q9NWZ8

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GEMIN8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	FAM51A1; GEMIN8
Spezies	Mensch
GenID	54960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-242 des menschlichen GEMIN8 (NP_060326.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWZ8
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel