

Anti-Gen1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q17Rs7

Artikelnummer: CM0016856



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GEN1, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die Flap-Endonuklease GEN Homolog 1 (Q17RS7), die an der Auflösung von Holliday-Kreuzungen und der DNA-Reparatur beteiligt ist. Geeignet für Proben von Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GEN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Gen; GEN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	348654
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q17RS7
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel