


Anti-Gephyrin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqx3

Artikelnummer: CM0005561



Einführung

Anti-Gephyrin monoklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf den Organisator inhibitorischer Synapsen und das Enzym der Molybdän-Cofaktor-Biosynthese ab. Für Neurowissenschaften und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gephyrin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10243
GeneID	10243
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQX3
Protein-Gewicht	80kDa/83kDa
Versand	Eisbeutel