


Anti-Get4-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q7L5D6

Artikelnummer: CM0020906



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das Homolog des Golgi-zu-ER-Transportproteins 4 (GET4), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal für die Erforschung der Proteinqualitätskontrolle und der Zielsteuerung von tail-anchored Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GET4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51608
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-327 des humanen GET4 (NP_057033.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L5D6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku