

Anti-Gf14-C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zkc0

Artikelnummer: CM0022294



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reis-GF14-C (14-3-3-ähnliches Protein G-Box-Faktor 14-3-3-Homolog C). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Pflanzenforschung und Diagnostik. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GF14-C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID (Oryza sativa)	4345634
Immunogen	Rekombinantes Protein von Oryza sativa GF14-C
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6ZKC0
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel