

Anti-Gfap Monoklonaler Antikörper (Konjugat) Für Immunfluoreszenz - P14136

Artikelnummer: CM0009110



Einführung

konjugierter GFAP Kaninchen Monoklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF-P). Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-GFAP, einem 50 kDa Astrocyten-Marker. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	konjugierter GFAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2670
GenID	2670
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen GFAP (P14136) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel