

Anti-Gfap Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-F, If-P, Mhlc, Elisa - P14136

Artikelnummer: CM0003202



Einführung

Anti-GFAP Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem GFAP (~50 kDa). Ideal für Neurowissenschaften und Astrozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD; GFAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2670
GenID	2670
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel