

Monoklonaler Anti-Gfap-Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P14136

Artikelnummer: CM0008822



Einführung

GFAP Rabbit mAb (P14136) ist ein monoklonaler Kaninchenantikörper, der für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Er erkennt humanes GFAP und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ~50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFAP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2670
GeneID	2670
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-383 des humanen GFAP (NP_002046.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku