

Anti-Gfap Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14136

Artikelnummer: CM0004981



Einführung

Maus-monoklonaler GFAP-Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Essentiell für den Nachweis von Astrozyten in der ZNS-Forschung, mit One-Stop-Beschaffungsunterstützung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFAP Maus mAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2670
GeneID	2670
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-383 des humanen GFAP (NP_002046.1) enthält.
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eistüte