

Anti-Gfap Poliklonale Antikörper - P14136

Artikelnummer: CM0017674



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes GFAP, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für den Nachweis von Astrozyten-Markern in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD; GFAP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2670
GeneID	2670
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-432 von humanem GFAP (NP_002046.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel