

Anti-Gfap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P Und Elisa - P14136

Artikelnummer: CM0017567



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GFAP, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Astrozyten-Markerstudien in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD; GFAP
Spezies	Human
GeneID (Human)	2670
GeneID	2670
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-75 von humanem GFAP (NP_002046.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel