


Anti-Gfer Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55789

Artikelnummer: CM0024752



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GFER (ALR/ERV1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GFER. Ideal für mitochondriale Redox-Biologie- und Leberregenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFER Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Spezies	Human
GeneID (Human)	2671
GeneID	2671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 81-205 von humanem GFER (NP_005253.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55789
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel