


Anti-Gfm1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Artikelnummer: CM0026985



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen den menschlichen mitochondrialen Elongationsfaktor G (GFM1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Translation und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	85476
GeneID	85476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 482-751 des menschlichen GFM1 (NP_079272.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RP9
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel