

Anti-Gfpt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06210

Artikelnummer: CM0002584



Einführung

GFPT1 Kaninchen-mAb validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus-, Ratten-GFPT1 (~79 kDa). Wesentlich für Hexosaminweg- und Glykosylierungsstudien. Detektiert ein Schlüsselenzym in der UDP-GlcNAc-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFPT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2673
Gen-ID	2673
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-699 von humanem GFPT1 (Q06210) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06210
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eistasche