

Anti-Gfpt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - Q06210

Artikelnummer: CM0025375



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen GFPT1, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielenzym des Hexosamin-Stoffwechselwegs mit einem Molekulargewicht von 79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2673
Gen-ID	2673
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 des humanen GFPT1 (NP_002047.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06210
Protein-Gewicht	79 kDa
Versand	Eistasche