

Anti-Gfpt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94808

Artikelnummer: CM0024022

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GFPT2 (SWISS: O94808). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Hexosamin-Biosynthesewegs und der Protein-Glykosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFPT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
Spezies	Mensch
Gen-ID	9945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-260 des humanen GFPT2 (NP_005101.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94808
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel