


Anti-Gfra2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00451

Artikelnummer: CM0031030



Einführung

Affinitätsgereinigter, polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GFRA2, validiert für Western Blot und ELISA in Human, Maus und Ratte. Zielt auf den Neurturin-Rezeptor Alpha für die neurowissenschaftliche Forschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFRA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2675
GeneID	2675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-464 von humanem GFRA2 (NP_001486.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00451
Proteingewicht	52kDa
Versand	Kühltasche