


Anti-Gfra3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60609

Artikelnummer: CM0030039



Einführung

Affinitätsgereinigter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GFRA3 (GDNF-Familienrezeptor Alpha-3). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschungen zu Neurotrophin-Signalwegen und peripheren Neuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GFRA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GDNFR3; GFRA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2676
GenID	2676
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 32-240 von humanem GFRA3 (NP_001487.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60609
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eispackung