


Polyklonaler Anti-Gga2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy4

Artikelnummer: CM0014158



Einführung

Polyklonaler GGA2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Nachweis von endogenem GGA2 in humanen und murinen Proben. Ideal zur Untersuchung des Proteintransports und der Dynamik zwischen Golgi-Apparat und Endosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGA2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VEAR; GGA2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23062
GeneID	23062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen GGA2 (NP_055859.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UJY4
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku