

Anti-Ggct Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075223

Artikelnummer: CM0031017



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane Gamma-Glutamylcyclotransferase (GGCT), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu Glutathion-Homöostase und Apoptose. Kreuzreaktivität mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGCT Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79017
GenID	79017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-188 des humanen GGCT (NP_076956.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075223
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel