

Anti-Ggcx-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P38435

Artikelnummer: CM0021807



Einführung

GGCX-Kaninchen-Polyklonalantikörper (P38435), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt die menschliche und murine Vitamin-K-abhängige Gamma-Carboxylase, die für die Erforschung der Blutgerinnung und des Knochenstoffwechsels essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGCX-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VKCFD1; GGCX
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2677
Gen-ID	2677
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 479-758 des menschlichen GGCX (NP_000812.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P38435
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku