


Anti-Ggh Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92820

Artikelnummer: CM0030486



Einführung

Kaninchen-Anti-Mensch GGH (Gamma-Glutamyl-Hydrolase) polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zu Folsäurestoffwechsel und Antifolaten. UniProt Q92820.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GH; GATD10; GGH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8836
GenID	8836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-230 des menschlichen GGH (NP_003869.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92820
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel