


Anti-Ggps1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095749

Artikelnummer: CM0019186



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GGPS1, geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Geranylgeranylpyrophosphat-Synthese und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGPS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9453
GeneID	9453
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 164-300 von humanem GGPS1 (NP_001032354.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95749
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel