


Anti- γ -Catenin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14923

Artikelnummer: CM0006009



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen γ -Catenin (JUP). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und Junction-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	γ -Catenin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DP111; γ -Catenin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-115 von menschlichem γ -Catenin (P14923) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14923
Proteinmasse	82 kDa
Versand	Eisbeutel