


Anti- γ -Catenin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P14923

Artikelnummer: CM0013704



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der menschliches und murines γ -Catenin (Junction Plakoglobin) erkennt. Validiert für WB, IP und ELISA, detektiert ein 82 kDa Protein. Ideal für Studien zu Zelladhäsion, Kardiomyopathie und Dermatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	γ -Catenin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DP11, γ -Catenin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3728
GenID	3728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem γ -Catenin (NP_002221.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P14923
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel