

## Anti-Ghd 7.1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0D3B6

Artikelnummer: CM0021514

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen *Oryza sativa* Ghd 7.1 (PRR37), einen Blütezeit-Repressor. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Reis. Nützlich für Studien zur photoperiodischen Blüte und zur circadianen Uhr.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Ghd 7.1 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1                                                                                                 |
| Spezies           | <i>Oryza sativa</i>                                                                                                                |
| GeneID            | 4344399                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von <i>Oryza sativa</i> Ghd 7.1 (Q0D3B6) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | <i>Oryza sativa</i>                                                                                                                |
| SWISS             | Q0D3B6                                                                                                                             |
| Protein-Gewicht   | 80kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |