

Anti-Ghd7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - E5Rqa1

Artikelnummer: CM0023505

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen den Reis-Transkriptionsfaktor GHD7, validiert für WB und ELISA. Zielt auf einen zentralen Blütenrepressor unter Langtagbedingungen ab, geeignet für Studien zur Regulierung der Blühzeit bei *Oryza sativa*.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ghd7; GHD7
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	107276161
Immunogen	Rekombinantes Protein von Oryza sativa GHD7
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel