


Anti-Ghrh Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01286

Artikelnummer: CM0028920



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-GHRH-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-GHRH (Somatoliberin). Ideal für die Forschung zur Wachstumshormonsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHRH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2691
Gen-ID	2691
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GHRH entspricht (NP_066567.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01286
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel