


Anti-Ghrhr Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q02643

Artikelnummer: CM0030643



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GHRHR (Wachstumshormon-freisetzendes Hormonrezeptor). Geeignet für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Unterstützt Forschung im Bereich Wachstumshormonsignalgebung und -mangel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHRHR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2692
Gen-ID	2692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 des humanen GHRHR (NP_000814.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02643
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel