

Anti-Ghrl Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubu3

Artikelnummer: CM0018591



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes GHRL (Ghrelin). Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Appetitregulation, Wachstumshormonfreisetzung und Magenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHRL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTLRP; GHRL
Spezies	Human
GeneID (Human)	51738
GeneID	51738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-117 von humanem GHRL (NP_057446.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBU3
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel