

Anti-Ghsr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92847

Artikelnummer: CM0023714



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GHSR (Ghrelin-Rezeptor). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Appetitregulation und Wachstumshormonsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHSR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GHDP; GHSR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2693
Gen-ID	2693
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GHSR (NP_940799.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92847
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel