

Anti-Giantin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

Artikelnummer: CM0021295

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Giantin (GOLGB1, Q14789). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf ein ~376 kDa Golgi-Membranprotein ab, das an der Bildung von interzisternalen Querbrücken beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Giantin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin
Spezies	Mensch
GenID	2804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1123-1302 von humanem Giantin (NP_004478.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14789
Proteingewicht	376kDa
Versand	Eisbeutel