

Anti-Gid1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Maa7

Artikelnummer: CM0024230



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Gibberellin-Rezeptor GID1A (ATCXE10) von *Arabidopsis thaliana*. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Erforschung der GA-Signalübertragung, des Pflanzenwachstums und der Entwicklung. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 50-150.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GID1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Spezies	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	819674
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von <i>Arabidopsis thaliana</i> GID1A (NP_187163.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9MAA7
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel