


Anti-Gif-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P27352

Artikelnummer: CM0021733



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-GIF-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Cobalaminaufnahme und die Forschung zum Intrinsic Factor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIF-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; gastrischer Intrinsic Factor
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-417 des humanen GIF (NP_005133.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27352
Proteingewicht	42 kDa/45 kDa
Versand	Kühlakku