


Anti-Gif/Intrinsic Factor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Artikelnummer: CM0029743



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GIF (Intrinsic Factor), validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung der Cobalamin-Absorption und der Magenschleimhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
Spezies (Ziel)	Human
Gen-ID (Human)	2694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-300 des humanen GIF (NP_005133.2) enthält
Quelle (Host)	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC), ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS-PROT	P27352
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakkupackung