

Anti-Gigyf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Y7W6

Artikelnummer: CM0015494



Einführung

Anti-GIGYF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu translationaler Repression, mRNA-Abbau und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIGYF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
Spezies	Human
GeneID (human)	26058
GeneID	26058
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-500 von humanem GIGYF2 (NP_001096617.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6Y7W6
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eisbeutel