


Anti-Gimap1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wwp7

Artikelnummer: CM0022758



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GIMAP1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Wesentlich für die Untersuchung des Lymphozytenüberlebens und der GTPase-Biologie in Milz und Lymphknoten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIMAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	170575
Gen-ID	170575
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 140-280 von humanem GIMAP1 (NP_570115.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8WWP7
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel