


Anti-Gimap5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96F15

Artikelnummer: CM0030938



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes GIMAP5, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes Protein in Human-, Maus- und Rattenproben. Essentiell für Studien zur T-Lymphozytenentwicklung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIMAP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Spezies	Human
GeneID (Human)	55340
GeneID	55340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (190-270) von humanem GIMAP5 (NP_060854.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96F15
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eistasche