

Anti-Gins2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y248

Artikelnummer: CM0028601



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GINS2 (PSF2). Validiert für WB und ELISA. Ideal für die DNA-Replikationsforschung, insbesondere des CMG-Helikase-Komplexes. Kreuzreaktiv mit Human. Vorhergesagtes Molekulargewicht 21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GINS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Spezies	Mensch
GenID	51659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-185 des menschlichen GINS2 (NP_057179.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y248
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel