

Anti-Gip Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09681

Artikelnummer: CM0030091



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GIP (Gastrisches inhibitorisches Polypeptid/Glukose-abhängiges insulinotropes Polypeptid). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Diabetes- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIP polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	GIP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2695
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-153 des humanen GIP enthält (NP_004114.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09681
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel