

Anti-Gipc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14908

Artikelnummer: CM0014781

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GIPC1 (O14908), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu G-Protein-vermittelter Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIPC1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIN; GIPC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10755
GenID	10755
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-333 von humanem GIPC1 (NP_005707.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14908
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel