

Anti-Gipc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tf65

Artikelnummer: CM0013113



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GIPC2 (PDZ-Domänen-haltiges Protein GIPC2, SEMCAP2) für Western-Blotting- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ein zytoplasmatisches Protein von ~34 kDa, das in Nieren- und kolorektalen Tumoren herunterreguliert ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GIPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	54810
GeneID	54810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-315 von humanem GIPC2 (NP_060125.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TF65
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel